

# AUDIOMETRO PORTATILE CONTROLLATO DA PC E iPad®



**Piccolo**

# Piccolo

Piccolo è un audiometro portatile in grado di effettuare esami tonali e vocali in via aerea e ossea, con mascheramento. Piccolo può essere controllato sia da computer con sistema operativo Windows sia, per la prima volta in assoluto, tramite iPad®.

Leggero e compatto, controllato da un software completo e semplice da usare, Piccolo è la scelta ideale per il professionista che cerca la massima portabilità, come il medico del lavoro, l'audioprotesista o l'otorino.



## CONTROLLO DA COMPUTER

È sufficiente connettere Piccolo alla porta USB del vostro computer per essere immediatamente operativi. Non ci sono driver da installare e non è nemmeno necessario collegare l'alimentatore all'audiometro. Piccolo può essere controllato utilizzando la semplicissima interfaccia del modulo Maestro, disponibile sia per Daisy che Noah, fornito con lo strumento.

## CONTROLLO DA IPAD®

Per chi non riesce a fare a meno del proprio iPad® oppure è alla ricerca di una soluzione estremamente portatile, l'app Inventis Maestro è scaricabile gratuitamente dall'Apple® App Store. L'opzione Aero consente il controllo completo dell'audiometro Piccolo, grazie ad un collegamento Bluetooth LE (è richiesto un iPad® 3 o superiore, oppure qualsiasi iPad mini). L'app consente la gestione di un archivio pazienti, la stampa dei referti e l'esportazione dei dati verso archivi Noah o Daisy.



Piccolo è prodotto da:

**INVENTIS s.r.l.**

CORSO STATI UNITI, 1/3  
35127 PADOVA - ITALY

TEL.: +39.049.8962 844  
FAX: +39.049.8966 343

info@inventis.it  
www.inventis.it

Seguici su Twitter  
<http://twitter.com/inventissrl>



Il Sistema Qualità di Inventis è conforme agli standard ISO 9001 e ISO 13485.

Inventis® è un marchio registrato di Inventis s.r.l.



## I MODELLI

Per soddisfare le diverse esigenze, Piccolo è disponibile in tre modelli:

- Basic: Audiometria tonale – solo via aerea
- Plus: Audiometria tonale – via aerea e ossea
- Speech: Audiometria tonale e vocale – via aerea e ossea

## INCREDIBILMENTE PORTATILE

Piccolo è incredibilmente leggero (meno di 300 g), poco ingombrante e non necessita di alimentatore quando connesso al computer. È la soluzione ideale per chiunque sia alla ricerca di un audiometro portatile senza nessun compromesso sulla qualità.

## DATI TECNICI

Intensità ..... VA: -10 to 120 dB HL. VO: -10 to 80 bB HL

Intervallo freq. .... 125-8000 Hz

Ingressi ..... Basic, Plus: Tono, warble

Speech: Tono, warble, ext 1-2, USB audio, mic.

Mascheramento... Basic, Plus: NBN

Speech: NBN, WN, SN

Uscite ..... Basic: VA D+S

Plus, Speech: VA D+S, VO

Talk over..... Microfono esterno

Colleg. a PC ..... USB

SW compatibile ... Daisy o Noah con modulo Maestro (incluso)

Colleg. a iPad® .... Bluetooth 4 (richiede opzione Aero)

App dedicata..... Maestro

Dimensioni ..... 16 x 16 x 3 cm (L x P x A)

Peso..... 300 g

Standard..... Basic: EN 60645 -1 / ANSI S3.6, Tipo 4

Plus, Speech: EN 60645 -1 / ANSI S3.6, Tipo 3

Sicurezza..... EN 60601-1

EMC ..... EN 60601-1-2

Classificazione .... Classe IIA (DDM 93/42)