


TERARECON, INC.



TERARECON

iNtuition EMV
Enterprise Medical Viewer



TeraRecon: pionieri nell'imaging avanzato

TeraRecon è un'azienda privata americana focalizzata sullo sviluppo e commercializzazione di sistemi avanzati di elaborazione di immagini medicali.

Pioniera nel portare sul mercato già nel 2001 i primi sistemi 3D basati su architettura client server, TeraRecon è riconosciuta per l'elevato contenuto tecnologico delle proprie soluzioni e per la continua innovazione, che ha portato, ad esempio, al lancio del servizio iCloud nel 2010.

TeraRecon è presente nella maggior parte dei mercati a livello mondiale, e l'espansione del business nel mercato europeo ha portato all'apertura di una sede in Germania e di un ufficio di rappresentanza in Italia.

iNtuition EMV

Consolidare i sistemi di visualizzazione...

Solitamente si discute del consolidamento dell'informazione frammentata su diversi dipartimenti. *Ma come consolidare i sistemi di visualizzazione per rendere le immagini largamente disponibili tramite una piattaforma unificata?*




Perchè le necessità dei clinici non sono generiche...

Visualizzatori generici promettono completo accesso alla cartella elettronica del paziente, ma di solito non forniscono *strumenti clinici significativi*.

Le necessità cliniche nel mondo reale non sono generiche, la soluzione di visualizzazione enterprise deve essere in grado di rispondere ad un'ampia gamma di richieste.

iNtuition EMV

Raccoglie le informazioni e le rende accessibili tramite un'applicazione unificata e completamente integrata




iNtuition EMV – vantaggi principali

iNtuition EMV è un versatile visualizzatore medico multi modalità ad ampio raggio:

- Zero Footprint – accesso tramite semplice web browser, no client download, no Java, ActiveX, Flash...
- Vendor Neutral – dati DICOM e Non-DICOM da qualsiasi fornitore..
- Scalabilità Infinita – Elabora un'enorme mole di dati con una minima configurazione hardware, implementabile in nodi multipli con distribuzione del carico di lavoro tramite load balance...
- Piattaforma e Browser Neutrale – Accesso possibile tramite Mac, iPad, PC, Android, etc. utilizzando qualsiasi comune browser, include analizzatore di banda per ottimizzare la connessione...
- Immediatamente Integrabile – Basato su standard esistenti quali DICOM e WADO, può essere integrato con altre applicazioni quali EMR e PACS tramite semplice API...
- Sicuro – Controllo degli accessi completo e caratteristiche di sicurezza disponibili tramite SSL, LDAP ed Active Directory...
- Flessibile – Un singolo server per tutti gli strumenti (2D e 3D/4D avanzato), protocolli di visualizzazione configurabili, Q/R automatico per storico paziente...



iNtuition EMV



iNtuition EMV



- Browser & piattaforma neutrale, visualizzazione non diagnostica su iPad, iPhone, Android, Mac & PC
- Dalle funzionalità 2D base alle 3D avanzate, tutto da singolo server
- Stand-alone o integrato con EMR/PACS/EHR
- Auto-query/retrieve di studi precedenti dall'archivio
- Analizzatore larghezza di banda per compressione ottimale
- Download ed anonimizzazione direttamente dal client locale
- Un singolo server da 1U può elaborare 40,000 immagini



TERARECON, INC.



TERARECON, INC.

TeraRecon Headquarters
4000 E. 3rd Avenue, #200
Foster City, CA 94404
Tel: 650.372.1100
Fax: 650.372.1101

www.terarecon.com
info@terarecon.com

300 Baker Avenue #390
Concord, MA 01742
Tel: 978.369.6500
Fax: 978.369.7724

2-11-1, Shiba-koen Tower 1F
Shiba-koen, Minato-ku
Tokyo, 105-0011, Japan
Tel: +81.3.6403.5050
Fax: +81.3.6403.5055

TeraRecon GmbH
Walther-von-Cronberg-Platz 16
60594 Frankfurt , Germany
Tel: +49.(0)69.9510.352.0
Fax: +49.(0)69.9510.352.200



Confidential


TERARECON, INC.