


# TricoCheck® Comedical

Controlli in matrice autentica per la verifica di qualità nei processi di ricerca di droghe d'abuso, sostanze psicotrope, farmaci e dell'Etilglucuronide nel capello



## I VANTAGGI EVIDENTI

derivanti in laboratorio dall'utilizzo dei Controlli TricoCheck® Comedical

- Realizzati in matrice autentica, provenienti da Donatori selezionati
- INCORPORATI secondo processi produttivi unici e pertanto lavabili ed estraibili come i campioni della routine
- Sminuzzati in segmenti di circa 2 mm, pronti all'uso
- Permettono la verifica dell'intero processo di analisi: decontaminazione, pesata, estrazione e dosaggio

Controllo di Qualità

# TricoCheck® Comedical

## DROGHE D'ABUSO, FARMACI, SOSTANZE PSICOTROPE ED ETILGLUCURONIDE NEL CAPELLO

La famiglia di Controlli TricoCheck® Comedical è studiata allo scopo di permettere la verifica dell'intero processo analitico di dosaggio delle droghe d'abuso, dei farmaci, delle sostanze psicotrope e dei marcatori d'abuso alcolico (EtG) nel capello.

**Sono disponibili controlli di qualità con valori assegnati per analita, da utilizzare nelle indagini di conferma in LC/MS/MS e/o GC/MS e controlli con valori assegnati per classe, da impiegare nelle analisi quantitative con tecniche di screening.**

**I Controlli TricoCheck® sono realizzati utilizzando capelli autentici, lavati e sminuzzati, INCORPORATI delle sostanze specificate e pertanto trattabili come i campioni di capelli della routine.**

Tutti i Controlli TricoCheck® possono essere ulteriormente decontaminati con le tecniche ed i prodotti descritti in letteratura ed estratti secondo quanto definito dalle linee guida internazionali per processi di dosaggio aventi finalità clinica e medico legale.

I valori assegnati per codice e lotto ai Controlli TricoCheck®, sono disponibili all'interno della confezione e/o scaricabili da Internet.

Il Laboratorio R&D di Comedical dispone del know-how ed è attrezzato per la progettazione e la fabbricazione di controlli su matrice cheratinica con specifiche a richiesta del Cliente, da impiegare nei controlli di laboratorio interni o nei circuiti di VEQ.

## CONTROLLI TricoCheck®

### PER LA CONFERMA LC/MS/MS e GC/MS

#### Cod. SSCTR001270 CTRL NEG multiCONTROL

- confezione da 1 flacone da 270 mg -

Controllo **negativo** per monoacetilmorfina, morfina, codeina, benzoilecgonina, cocaina, coca etilene, metadone, amfetamina, metamfetamina, MDMA, MDA, MDEA,  $\Delta^9$  tetraidrocannabinolo, CBD, CBN, buprenorfina, nor-buprenorfina, clobazam, ketamina, nor-ketamina ed etilglucuronide.

#### Cod. SSCTR002270 CTRL H 20 multiCONTROL

- confezione da 1 flacone da 270 mg -

Controllo **positivo** per monoacetilmorfina, morfina, codeina, benzoilecgonina, cocaina, coca etilene, metadone, amfetamina, metamfetamina, MDMA, MDA, MDEA,  $\Delta^9$  tetraidrocannabinolo, CBD, CBN, buprenorfina, nor-buprenorfina, clobazam, ketamina e nor-ketamina.

#### Cod. SSCTR003270 CTRL EtG CONTROL

- confezione da 1 flacone da 270 mg -

Controllo **positivo** per etilglucuronide.

### NOTA IMPORTANTE

I controlli TricoCheck® Comedical possono essere ulteriormente lavati senza che la concentrazione delle sostanze incorporate subisca alterazioni.

### PER LO SCREENING QUANTITATIVO IMMUNOMETRICO

#### Cod. SSCTR001270 CTRL-T NEG Control

- confezione da 1 flacone da 270 mg -

Controllo **negativo** per le classi degli oppiacei, cocaina, amfetamine, ecstasy, cannabinoidi, metadone, buprenorfina, benzodiazepine, ketamina e nicotina.

#### Cod. SSCTR002270 CTRL-T POS Control

- confezione da 1 flacone da 270 mg -

Controllo **positivo** per le classi degli oppiacei, cocaina e metadone.

#### Cod. SSCTR003270 CTRL-T AMF Control

- confezione da 1 flacone da 270 mg -

Controllo **positivo** per le classi delle amfetamine e/o dell'ecstasy.

#### Cod. SSCTR004270 CTRL-T THC Control

- confezione da 1 flacone da 270 mg -

Controllo **positivo** per la classe dei cannabinoidi.

#### Cod. SSCTR005270 CTRL-T BUP Control

- confezione da 1 flacone da 270 mg -

Controllo **positivo** per la classe della buprenorfina.

#### Cod. SSCTR006270 CTRL-T BZD Control

- confezione da 1 flacone da 270 mg -

Controllo **positivo** per la classe delle benzodiazepine.

#### Cod. SSCTR007270 CTRL-T KET Control

- confezione da 1 flacone da 270 mg -

Controllo **positivo** per la classe della ketamina.

#### Cod. SSCTR008270 CTRL-T NIC Control

- confezione da 1 flacone da 270 mg -

Controllo **positivo** per la classe della nicotina.